

熱中症救護袋(NB-001)取扱説明書

HEAT EMERGENCY BAG

■ 重要な安全上の注意

- ・本製品は、医療機器ではありません。労作性熱中症が疑われる場合における初期対応・応急救護を支援するための製品です。
- ・重篤な症状が認められる場合は、直ちに救急車を要請してください。判断に迷う場合は、救急安心センター（#7119）へ相談し指示に従ってください。
- ・使用前に必ず製品の損傷がないことを確認してください。

■ 製品概要

熱中症救護袋は、熱中症患者の迅速な冷却と安全な搬送を可能にする多機能救護システムです。本製品は、2024年熱中症診療ガイドラインに表示されている「迅速な体温低下が重要である」という考え方を参考に、救急搬送前の現場における冷却行為を補助することを目的としています。

■ 使用手順

- ① 患者の状態確認
意識レベル・体温・脈拍を確認し、重篤な場合は直ちに救急車を要請してください。
- ② 熱中症救護袋の展開
専用収納袋から救護袋を取り出し、平らな場所に広げてください。
- ③ 患者の収容
患者を救護袋の開口部から顔が出るように仰向けで収容し、呼吸と意識状態を継続的に監視できるようにします。
小児や身長の高い方は、内部のベルトを使用して腕を固定し、ずり落ちを防止してください。
舌根沈下(舌が喉の奥に落ち込む症状)の可能性がある場合は、内部のベルトを使用し腕を固定し、担架の片側を低くするか患者を横向きにし搬送・手当をしてください。
また、意識障害や呼吸状態に異常がみられる場合、無理に仰向けにせず、呼吸を妨げない姿勢を優先してください。
状況に応じて横向きにするなど、安全確保を最優先とした体位を選択してください。
- ④ 冷却の準備
水道水を救護袋内に注ぎ、身体全体を浸すようにして冷却を開始してください。
(仰向けの姿勢で浸漬する場合は、耳の下まで浸漬するように水道水で冷却してください。
水量の調整は、脚部の排水ファスナーで調整してください)
- ⑤ 搬送準備
注水した水を、救護袋足部の排水ファスナーから排水します。
完全に排水した後、足部ファスナーを確実に閉じ、袋全体の密閉状態を確認した上で、8か所の取手を使用し安全に搬送してください。

■ メンテナンス手順

日常点検（月1回推奨）

- 1.本体の目視点検（破損、汚れ確認）
- 2.ファスナー動作確認
- 3.取手の固定状態確認
- 4.収納袋の状態確認
- 5.付属書類の保管状況確認

定期メンテナンス

- 1.水密性テスト実施
- 2.材質の劣化状況の確認
- 3.取手の耐荷重テスト
- 4.冷却機能確認
- 5.総合機能評価

清掃・消毒手順

- 1.使用後の水抜き
内部の水を完全に抜き、速やかに乾燥させる。
- 2.中性洗剤での清拭
薄めた中性洗剤で内外面を清拭し、汚れを除去する
- 3.消毒液による除菌
アルコール系または第四級アンモニウム塩系などの一般的な消毒液で表面を消毒してください。
- 4.完全乾燥・保管
風通しの良い場所で完全に乾燥させてから収納する

メンテナンス上の注意

- ・漂白剤や強酸性・強アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
- ・高温での乾燥や直射日光下での保管は避けて屋内で保管してください。

■ 法的免責事項

- ・本製品の使用に伴う医療的判断・処置については、医療従事者の判断を優先し、当社は医療上の結果について責任を負いません。
- ・重篤な状態の場合は必ず医療機関での診療を受けてください。
- ・本製品の仕様により生じた結果について、当社は医学的責任を負いません。

■ 使用に関する重要な制限

- 1.本製品は応急処置用の救護システムであり、医療機器として認証されたものではありません。
- 2.本製品は、一般の方でも使用できるよう設計されていますが、事前に応急処置に関する基本的な知識を有していること、または講習等を受講していることが望まれます。
- 3.患者の症状が重篤な場合は、本製品の使用よりも救急車の要請を優先してください。
- 4.本製品の効果には個人差があり、すべてのケースで効果を保証するものではありません。
- 5.本製品の取扱説明書に反した使用、または不適切な使用によって生じた事故・損害については、当社は、法令に基づく場合を除き、責任を負いかねます。

■ 製品保証の制限

保証対象外となる事項：

使用方法の誤りによる故障・損傷
 天災・事故による損傷
 改造・分解による不具合
 経年劣化による性能低下
 第三者による修理・改造
 業務用途での過度な使用

■ 知的財産権（特許出願中）

本製品および付属書類に関する知的財産権は、ナインバード株式会社に帰属します。
 特許出願中の技術が含まれています。
 無断での複製・改造・及び行としての転売行為を禁止します。
 商標・意匠権を侵害する行為を禁止します。

■ 製品仕様書

製品名	熱中症救護袋	重量	2.0kg
型番	NB-001	素材	ナイロン PVC
使用サイズ	1960×580×300mm	必要水量	～130ℓ(目安)
収納サイズ	700×550×60mm	(患者の体形により使用する数量は異なります)	
耐荷重	100kgまで	使用期限	3年

※特許出願中

※未使用状態でも素材劣化のため3年を目安に交換を推奨します。

※製品仕様は仕様改善のため変更する事がございます。

■ お問い合わせ先

製品サポート
 ナインバード株式会社
 〒542-0081 大阪市中央区安土町3丁目4番14号マツダビル 6階
 ☎ 06-7777-1550 (平日9:30～18:00)
 ✉ contact@n-bird.com

 **熱中症救護袋**
 HEAT EMERGENCY COOL BAG